

TEL.MED Produktinfo

Ausgabestand: Oktober 2006

Umbau des bisherigen card-iac-pen Version IfAp auf TEL.MED M3

Die früher hergestellten und von uns gelieferten card-iac-pens mit dem IfAp Logo im Displayfenster können wie im folgenden beschrieben umgebaut und auf den Stand des aktuellen Typs M3 gebracht werden.

1)Umfang der Hardwareänderungen:

- a) Austausch der Tastatur (die ehemalige BEEP Taste wird zukünftig zur MODE Taste)
- b) Austausch des Typenschildes
- c) Austausch des Displayfensters (IfAp Logo wird durch Telmed M3 ersetzt)
- d) Austausch und Programmieren der neuen Firmware mit zusätzlichen Funktionen

Die zusätzlichen Funktionen Personalisierung(Benutzername); Ton an/aus; Uhrzeit, 12/24 Stunden Betrieb; Sprachumschaltung (Deutsch, Englisch, Spanisch); Wahl der Ablenkgeschwindigkeiten (12,5 bzw. 25mm/s) können über die Tastatur eingestellt werden. Bis auf Ton und Ablenkgeschwindigkeit können diese auch über den PC festgelegt werden.

2) EKG Verwaltungs- Software card-iac-soft M3

Die komplett neu entwickelte multilinguale Auswerte Software für den M3 ist in 4Versionen erhältlich und für PCs mit Windows Betriebssystem XP Service Pack 2 ausgelegt.

Derzeit sind folgende Varianten erhältlich:

- a) als Einzelplatzlösung „Analyse EP“ und „Report EP“ und
- b) mit integrierter GDT Schnittstelle zur Verwendung mit den meisten Praxissoftware Programmen als „Analyse GDT“ und „Report GDT“

Details dazu können Sie auf unserer Home Page erfahren

3) Datenübertragung zum PC

Für die Datenübertragung wird weiterhin der IrDa Adapter ACT-IR220Lplus mit serieller PC Schnittstelle benötigt. Abhängig von Ihrer Hardware Konfiguration wird auch noch ein USB-Seriell Converter benötigt.

4) Preise

Die Kosten für den Umbau wie oben beschrieben betragen 120.- Euro netto
Die aktuellen Preise der einzelnen PC Software Varianten und Hardware Komponenten erfahren Sie auf unserer Home Page www.telmed.de oder über einen unserer Fachhändler